

Het OneTouch Select® Plus systeem

Verkorte handleiding


Geeft u inzicht in de betekenis van uw resultaten



BELANGRIJK: Lees de gebruikershandleiding die met het systeem is meegeleverd.

Fold

De bereikindicator laat u onmiddellijk weten wanneer u binnen het bereik bent en wanneer niet.



- De meter wordt geleverd met voorgestelde 'algemene' bereikswaarden, die voor alle resultaten worden gebruikt (als Maaltijdmarkering Uit is). U kunt deze 'algemene' bereikswaarden naar wens aanpassen.
- Er wordt een opmerking over de bereikindicatie weergegeven onder uw resultaat; deze wijst naar de bijpassende kleur op de bereikindicatiebalk onder het meterscherm.
- Weten of u binnen of buiten bereik** bent, kan u helpen om:
 - uw controle te verbeteren*;
 - uw bloedglucosedoelen* te bereiken.

* In een marktonderzoek van juli 2012 onder 75 gezondheidszorgverleners in de VS, stemden 8 van de 10 gezondheidszorgverleners hiermee in. LifeScan, gegevens ter inzage.

**Zorg dat u met uw gezondheidszorgverlener praat over wat uw hoge en lage grenswaarden zijn.

Fold

Fold


Instellen is gemakkelijk. En testen ook.

Starten:

1. Druk op **OK** om de meter in te schakelen.

- Stel de tijd en datum in, evenals de 'algemene' grenswaarden die worden gebruikt om te bepalen of uw testresultaten binnen, onder of boven uw grenswaarden liggen.

Contactstaafjes




Testen:

2. Steek een teststrip in om te testen.
3. Wacht op het scherm **Bloed opbrengen** voordat u een bloeddruppel opbrengt op de teststrip.
 - Resultaten binnen circa 5 seconden.

Fold

Gemiddelden voor een bepaalde periode weergeven, inclusief Vóór Maaltijd en Na Maaltijd.



- Markeer **Gemiddelden** in het hoofdmenu en druk op **OK** om uw gemiddelden voor een periode van 7, 14, 30 en 90 dagen weer te geven.



Gem. Vóór Mltd.	
7 dagen	116 mg/dL
14 dag.	112 mg/dL
30 dag.	112 mg/dL
90 dag.	101 mg/dL

Pagina 2 van 3

- Als Maaltijdmarkering Aan is:
 - Druk op of om de gemiddelden voor Vóór Maaltijd of Na Maaltijd weer te geven.



AW 06929701A

Fold

Maaltijdmarkering helpt u begrijpen hoe uw voedselkeuzes uw resultaten beïnvloeden.

- Met de markeringsfunctie kunt u de resultaten op basis van het tijdstip van uw maaltijd organiseren. Om deze functie te gebruiken, moet u Maaltijdmarkering Aan zetten en bereikwaarden voor 'Maaltijd' instellen.



- Druk nadat uw resultaat is verschenen op of om **Vóór maaltijd** () , **Na maaltijd** () of **Geen markering** te markeren, en druk dan op **OK**. De markering verschijnt onder het resultaat, tenzij u **Geen markering** hebt geselecteerd.



- De functie Bereikswaardes op uw meter geeft automatisch de juiste Opmerking bereikswaardes weer, en wijst naar de overeenkomstige kleur op de bereikswaardesbalk.

Uw markering verschijnt hier

Fold

Een paar tips.

- De achtergrondverlichting gaat automatisch branden wanneer de meter ingeschakeld wordt. Na ongeveer 20 seconden zonder activiteit, wordt de verlichting uitgeschakeld. Wanneer op een knop wordt gedrukt of een teststrip wordt geplaatst, wordt de verlichting weer ingeschakeld.
- U kunt sneller door de instellingen scrollen door de toets of ingedrukt te houden als u instellingen selecteert.
- U kunt de resultaten naar een pc downloaden voor verdere beoordeling.
- Op de meter worden de laatste 500 resultaten opgeslagen, dus u kunt zien of u vorderingen hebt gemaakt.



LifeScan Europe
Division of Cilag
GmbH International
Gubelstrasse 34
6300 Zug
Switzerland

Gratis OneTouch®-lijn
via 0800-15325 (België).
www.LifeScan.be

Rev.datum: 09/2014
© 2014 LifeScan, Inc.

Fold

Fold