



## Ooggel

extra hydratatie

© 93001171 / 21E1

Lees deze informatie zorgvuldig voor het gebruik van A.Vogel Ooggel extra hydratatie. Gooi deze gebruiksaanwijzing niet weg, het bevat belangrijke informatie. Wanneer u vragen heeft over dit product, stel deze dan aan uw arts of neem contact op met de distributeur.

### Wat is A.Vogel Ooggel extra hydratatie en waarvoor gebruikt u het?

- A.Vogel Ooggel extra hydratatie is een medisch hulpmiddel en bevat Ectoin®, een 100% natuurlijk ingrediënt met celbeschermende en ontstekingsremmende eigenschappen.
- A.Vogel Ooggel extra hydratatie is een visceuze isotonische oplossing en kan gebruikt worden voor de behandeling en preventie van droge, geïrriteerde en ontstoken ogen.
- A.Vogel Ooggel extra hydratatie vermindert een branderig gevoel, jeuk en het gevoel dat er iets in het oog zit, en vermindert door allergenen veroorzaakte ontstekingen van het bindvlies. Het verlicht allergische symptomen, zoals rode, jeukenende en tranende ogen.
- A.Vogel Ooggel extra hydratatie beschermt tegen de schadelijke invloeden van allergenen en ondersteunt het herstelproces van geïrriteerde en gevoelig bindvlies. Bijvoorbeeld de wondgenezing na oogoperaties of oogletsel. Op basis van preklinische gegevens biedt A.Vogel Ooggel in vergelijking tot oogdruppels een intensievere en langere hydratatie van droge en geïrriteerde ogen, vanwege de verlengde retentietijd.
- A.Vogel Ooggel extra hydratatie stabiliseert de lipide-laag van de traanfilm, vermindert verdere uitdroging en beschermt de oogcellen tegen uitdroging van de buitenste cellen van het hoornvlies als gevolg van hyperosmolariteit.
- A.Vogel Ooggel extra hydratatie is geschikt voor alle leeftijden, voor dragers van contactlenzen en voor gevoelige ogen. Het werkt ook preventief.
- A.Vogel Ooggel extra hydratatie is vrij van conserveringsmiddelen en fosfaten. Het effect is gebaseerd op 100% natuurlijke ingrediënten.
- A.Vogel Ooggel extra hydratatie kalmeert en verzacht geïrriteerde en vermoeide ogen.
- Het is toegestaan om A.Vogel Ooggel extra hydratatie te gebruiken na oogoperaties om wondgenezing te ondersteunen.

### Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- A.Vogel Ooggel extra hydratatie niet gebruiken wanneer u overgevoelig bent voor Ectoin® of een van de andere ingrediënten.
- Als er allergische reacties optreden als gevolg van het product, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van A.Vogel Ooggel extra hydratatie.
- Niet gebruiken als het product beschadigd is.
- Uit hygiënisch oogpunt mag het flesje slechts door één persoon worden gebruikt.
- Na opening is het product nog 3 maanden houdbaar.
- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
- Houd er rekening mee dat na het aanbrengen van A.Vogel Ooggel extra hydratatie uw gezichtsvermogen tijdelijk verminderd kan zijn. In dit geval mag er geen voertuig worden bestuurd en mogen geen machines worden bediend. Daarom wordt aanbevolen om te wachten tot de normale gezichtsscherpte is teruggekeerd.

### Wat moet u weten voordat u A.Vogel Ooggel extra hydratatie gebruikt?

Er zijn geen gegevens wat betreft interacties tussen A.Vogel Ooggel extra hydratatie en andere oogdruppels of oogzalven. Daarom wordt het gebruik van A.Vogel Ooggel extra hydratatie met andere oogheelkundige producten niet aanbevolen.

### Hoe gebruikt u A.Vogel Ooggel extra hydratatie?

Gebruik A.Vogel Ooggel extra hydratatie altijd volgens deze gebruiksaanwijzing. Indien u twijfelt, raadpleeg dan voor gebruik uw arts of apotheker.

Breng 1-2 druppels per oog, meerdere keren per dag of 's nachts aan, tenzij anders is geadviseerd. Kinderen jonger dan 2 jaar mogen in totaal niet meer dan 7 applicaties (1-2 druppels per oog) per dag aanbrengen. Er is geen dosisbeperking voor personen ouder dan 2 jaar. Indien noodzakelijk, kan A.Vogel Ooggel extra hydratatie meerdere keren per uur worden gebruikt.

A.Vogel Ooggel extra hydratatie is geschikt voor kinderen. Niettemin, kinderen van 10 jaar of jonger, en mensen die niet in staat zijn om deze ooggel zelfstandig te gebruiken, moeten door een volwassene geholpen worden bij de toediening.

- Scheur voordat u A.Vogel Ooggel extra hydratatie voor het eerst gebruikt, de beschermende verzegeling van het flesje.
- Het wordt aanbevolen om voor gebruik van A.Vogel Ooggel extra hydratatie uw handen te wassen.
- Verwijder het beschermendopje van het flesje en vermijd aanraking van de blootgestelde dop.
- Buig uw hoofd lichtjes naar achteren.
- Houd het flesje ondersteboven in één hand, tussen uw duim en wijsvinger of middelvinger. Houd het flesje zo verticaal mogelijk.

- Open voorzichtig uw oog met uw duim en wijsvinger van de andere hand of trek uw onderste ooglid voorzichtig naar beneden om een buidel of zak te vormen.
- Plaats de punt van het flesje dicht bij uw onderste ooglid, maar laat het uw oog niet raken.
- Laat een druppel in het gevormde zakje vallen tussen uw oog en ooglid door zachtjes te knippen in de fles.
- Sluit het oog langzaam, zodat de vloeistof zich gelijkmatig over het oogoppervlak kan verdelen.
- Herhaal de procedure voor het andere oog.
- Plaats het dopje na elk gebruik van de A.Vogel Ooggel extra hydratatie voorzichtig terug.

### Gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding

Als dit product wordt toegepast volgens de gebruiksaanwijzing, is er geen bewijs voor een bepaald risico tijdens zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding.

### Mogelijke bijwerkingen van A.Vogel Ooggel extra hydratatie

A.Vogel Ooggel extra hydratatie wordt goed verdragen. Regelmatig voorkomende of aanhoudende bijwerkingen zijn tot nu toe niet bekend. In enkele gevallen kan A.Vogel Ooggel extra hydratatie mogelijk kortdurende oogirritatie veroorzaken of rode ogen of bindvliesontsteking. Merkt u bijwerkingen na gebruik van dit middel, geef dit dan door aan uw arts of aan A.Vogel N.V. Neem contact op met uw arts of apotheker als de oogklachten aanhouden of verergeren.

### Ingrediënten

Ectoin®, hydroxyethylcellulose, natriumchloride, water, citraatbuffer.

### Bewaren

De vervaldatum van A.Vogel Ooggel extra hydratatie staat vermeld op de verpakking en op het flesje. Niet gebruiken na de vervaldatum. Bewaren tussen 2°C - 25°C.

### Verpakking

A.Vogel Ooggel extra hydratatie is verkrijgbaar in een verpakking van 10 ml.

### Zorg voor het milieu

A.Vogel streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Daarom maken we zoveel mogelijk gebruik van milieuvriendelijk geproduceerde verpakkingsmaterialen. Deze materialen hebben bij verbranding geen schadelijke effecten op het milieu of zijn geschikt voor recycling.



### Tips

- Maak zo veel mogelijk gebruik van natuurlijk daglicht en werk niet te lang achtereen met een beeldscherm.
- Draag contactlenzen niet langer dan de fabrikant aanbeveelt.
- Draag eventueel een zonnebril om lichtirritatie te voorkomen.
- Maak zo min mogelijk gebruik van airconditioning, kies liever voor een open raam.
- Probeer niet te lang aaneengesloten tv te kijken.

### Persoonlijk advies

We kennen allemaal de bouwstenen voor een gezond leven: gevarieerde en gezonde voeding, verantwoord bewegen en voldoende afwisseling in werk en ontspanning. Als het nodig is, helpt A.Vogel een natuurlijk gezondheidsproduct om daarmee het zelfherstellende vermogen van het lichaam extra te ondersteunen. Wij geven u hierover graag meer informatie of een persoonlijk advies. Kijk op [www.avogel.be](http://www.avogel.be), stuur een e-mail naar [info@avogel.be](mailto:info@avogel.be) of bel met de A.Vogel infolijn op het nummer +32 (0) 13 35 89 40.

## Inhoud 10 ml

### Fabrikant

bitop AG  
Stockumer Str. 28,  
58453 Witten, Germany

### Distributeur België

A.Vogel N.V.  
Bosstraat 54  
B-3560 Lummen,  
[www.avogel.be](http://www.avogel.be)

De tekst van deze gebruiksaanwijzing werd voor het laatst gewijzigd in juli 2021.



## Gel pour les yeux

hydratation intense

Lisez attentivement ces informations avant d'utiliser A.Vogel Gel pour les yeux hydratation intense. Ne jetez pas ce mode d'emploi, il contient des informations importantes. Si vous avez des questions sur ce produit, demandez à votre médecin ou contactez le distributeur.

### Qu'est-ce que A.Vogel Gel pour les yeux hydratation intense et quelle est son utilisation ?

- A.Vogel Gel pour les yeux hydratation intense est un dispositif médical qui contient de l'Ectoin®, un ingrédient 100% naturel qui protège les cellules et exerce un effet anti-inflammatoire.
- A.Vogel Gel pour les yeux hydratation intense est une solution isotonique visqueuse qui peut être utilisée pour le traitement et la prévention des yeux secs, irrités et enflammés.
- A.Vogel Gel pour les yeux hydratation intense diminue les sensations de brûlure, les démangeaisons, l'impression d'avoir quelque chose dans l'œil et réduit l'inflammation de la conjonctive causée par les allergènes. Il soulage les symptômes allergiques tels que les yeux rouges, les démangeaisons et les yeux qui pleurent.
- A.Vogel Gel pour les yeux hydratation intense protège contre les effets néfastes des allergènes et favorise le processus de récupération des conjonctives irritées et sensibles, comme par exemple, la cicatrisation des plaies après une chirurgie ou une lésion oculaire. Les données précliniques démontrent que le Gel pour les yeux de A.Vogel assure une hydratation intense et plus longue des yeux secs et irrités, par rapport aux gouttes, grâce à son temps de rétention prolongé.
- A.Vogel Gel pour les yeux hydratation intense stabilise la couche lipidique du film lacrymal, empêche la déshydratation de s'aggraver et prévient la déshydratation des cellules externes de la cornée causée par l'hyperosmolarité.
- A.Vogel Gel pour les yeux hydratation intense convient à tous les âges, aux porteurs de lentilles de contact et aux yeux sensibles. Le gel agit également de manière préventive.
- A.Vogel Gel pour les yeux hydratation intense ne contient pas de conservateurs ni de phosphates. L'effet est basé sur des ingrédients 100% naturels.
- A.Vogel Gel pour les yeux hydratation intense apaise et soulage les yeux irrités et fatigués.
- A.Vogel Gel pour les yeux hydratation intense peut être utilisé après une opération des yeux pour favoriser la cicatrisation des plaies.

### Avertissements et mesures de précaution

- N'utilisez pas ce produit si vous êtes hypersensible à l'Ectoin® ou à un autre ingrédient.
- N'utilisez pas ce produit si une réaction allergique se produit. Vous devez arrêter immédiatement d'utiliser A.Vogel Gel pour les yeux hydratation intense, le cas échéant.
- Ne pas utiliser si le produit est endommagé.
- Pour des raisons d'hygiène, nous recommandons l'utilisation du gel par une seule et même personne.

- Le produit se conserve 3 mois après ouverture. Tenir hors de portée et de la vue des enfants.
- Veuillez noter qu'après l'application du Gel pour les yeux de A.Vogel, votre vision peut être temporairement altérée. Dans ce cas, ne conduisez pas de véhicule et n'utilisez pas de machine. Il est recommandé d'attendre d'avoir retrouvé une vue normale.

### Que devez-vous savoir avant d'utiliser A.Vogel Gel pour les yeux hydratation intense ?

Il n'existe pas de données sur les interactions A.Vogel Gel pour les yeux hydratation intense et d'autres gouttes ou pommades pour les yeux. Par conséquent, l'utilisation du A.Vogel Gel pour les yeux hydratation intense avec d'autres produits ophtalmiques n'est pas recommandée.

### Comment utiliser A.Vogel Gel pour les yeux hydratation intense ?

Utilisez toujours A.Vogel Gel pour les yeux hydratation intense conformément à cette notice. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant utilisation.

Appliquez 1 à 2 gouttes par œil, plusieurs fois par jour ou le soir, sauf avis contraire. Les enfants de moins de 2 ans ne doivent pas dépasser 7 applications au total (1 à 2 gouttes par œil) par jour. Il n'y a pas de restriction de dose pour les enfants âgés de plus de 2 ans. Si nécessaire, le Gel pour les yeux hydratation intense peut être utilisé plusieurs fois par heure.

Les enfants de moins de 10 ans et les personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser ce gel de manière autonome doivent être aidés par un adulte pour l'administration.

- Avant d'utiliser A.Vogel Gel pour les yeux hydratation intense pour la première fois, déchirez le sceau de protection du flacon.
- Il est recommandé de se laver les mains avant d'utiliser A.Vogel Gel pour les yeux hydratation intense.
- Retirez le capuchon de protection de l'applicateur et évitez de toucher ce dernier.
- Inclinez légèrement votre tête en arrière.
- Tenez le flacon à l'envers dans une main, et tenez le pouce et l'index ou le majeur, aussi verticalement que possible.
- Ouvrez doucement votre œil avec le pouce et l'index de l'autre main ou tirez doucement votre paupière inférieure vers le bas pour former une poche.
- Placez l'embout du flacon près de votre paupière inférieure, mais sans toucher votre œil.
- Déposez une goutte dans la poche formée entre l'œil et la paupière en pressant doucement le flacon.
- Fermez lentement l'œil, en laissant le liquide s'étaler uniformément sur la surface de l'œil.
- Répétez la procédure pour l'autre œil.
- Remettez soigneusement le capuchon après chaque utilisation du Gel pour les yeux de A.Vogel.



### Utilisation pendant la grossesse ou l'allaitement

Lorsque ce gel est utilisé conformément à la notice, il n'y a pas de preuve d'un risque spécifique pendant la grossesse et l'allaitement.

### Les effets secondaires possibles

A.Vogel Gel pour les yeux hydratation intense est généralement bien toléré lorsqu'il est utilisé dans les quantités conseillées. Aucun effet secondaire régulier ou persistant n'a été signalé à ce jour.

Dans certains cas, le Gel pour les yeux de A.Vogel peut provoquer une irritation oculaire de courte durée, des rougeurs ou une conjonctivite.

Si vous observez des effets secondaires après avoir utilisé ce produit, veuillez en informer votre médecin ou A.Vogel S.A. Contactez votre médecin ou votre pharmacien si les effets secondaires persistent ou s'aggravent.

### Ingrédients

Ectoin<sup>®</sup>, hydroxyéthylcellulose, chlorure de sodium, eau, tampon citrate.

### Conservation

La date de péremption de A.Vogel Gel pour les yeux hydratation intense est indiquée sur l'emballage et sur le flacon. Ne pas utiliser après la date de péremption. À conserver à une température comprise entre 2°C et 25°C.

### Présentation

A.Vogel Gel pour les yeux hydratation intense est disponible en emballage de 10 ml.

### Protéger l'environnement

A.Vogel a pour philosophie de peser le moins possible sur l'environnement. C'est pourquoi nous favorisons autant que possible l'utilisation de matériaux d'emballage fabriqués selon des procédés qui ne nuisent pas à l'environnement. Ces matériaux n'ont aucun effet nocif sur l'environnement en cas d'incinération et sont tout à fait recyclables.



### Conseils

- Utilisez autant que possible la lumière naturelle. Ne travaillez pas sur un écran d'ordinateur pendant de longues périodes. Vous pouvez éviter cela en prenant des pauses régulières.
- Ne portez pas de lentilles de contact pendant une période supérieure à celle recommandée par le fabricant.
- Portez éventuellement des lunettes de soleil pour éviter l'éblouissement.
- Utilisez la climatisation le moins possible et ouvrez régulièrement les fenêtres.
- Ne regardez pas trop la télévision.

### Conseil personnel

Nous savons tous qu'une vie saine repose sur une alimentation saine et variée, suffisamment d'exercice et une alternance suffisante entre travail et détente. Si nécessaire, A.Vogel peut vous y aider avec un produit de santé naturel pour ainsi donner un coup de pouce au pouvoir autorégénérateur de votre corps. Nous nous ferons un plaisir de vous donner davantage d'informations ou un conseil personnel. Surfez sur [www.avogel.be](http://www.avogel.be), envoyez un e-mail à [info@avogel.be](mailto:info@avogel.be) ou contactez nos conseillers par téléphone au +32 (0) 13 35 89 40.

A.Vogel Gel pour les yeux hydratation intense est un dispositif médical.

## Contenu 10 ml

### Fabricant

bitop AG  
Stockumer Str. 28,  
58453 Witten, Germany

### Distributeur pour la Belgique

A.Vogel N.V.  
Bosstraat 54  
B-3560 Lummen,  
[www.avogel.be](http://www.avogel.be)

Le texte de cette notice été revu pour la dernière fois en juillet 2021.



## Augengel

extra Befeuchtung

Lesen Sie diese Informationen vor der Verwendung von A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung sorgfältig durch. Werfen Sie die Gebrauchsanweisung nicht weg, da sie wichtige Informationen enthält. Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder wenden Sie sich an den Distributor.

### Was ist A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung und wofür können Sie es verwenden?

- A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung ist ein Medizinprodukt und enthält Ectoin<sup>®</sup>, ein 100 % natürlicher Wirkstoff mit zellschützenden und entzündungsreduzierenden Eigenschaften.
- A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung ist eine viskose isotonische Lösung und kann zur Behandlung und Vorbeugung von trockenen, gereizten und entzündeten Augen eingesetzt werden.
- A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung reduziert Brennen, Juckreiz und das Gefühl, dass etwas im Auge ist, sowie die durch Allergene verursachte Entzündung der Bindehaut. Das Augengel lindert auch allergische Symptome, darunter rote, juckende und tränende Augen.
- A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung schützt vor den schädlichen Einflüssen von Allergenen und unterstützt den Heilungsprozess der gereizten und empfindlichen Bindehaut, z.B. die Wundheilung nach Augenoperationen oder Augenverletzungen. Basierend auf präklinischen Daten bietet A.Vogel Augengel, im Vergleich zu Augentropfen, aufgrund seiner verlängerten Rückhaltung im Auge eine intensive und länger anhaltende Befeuchtung für trockene und gereizte Augen.
- A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung stabilisiert die Lipidschicht des Tränenfilms, reduziert die weitere Austrocknung und schützt die Augenzellen vor dem Austrocknen der äußeren Zellen der Hornhaut durch Hyperosmolarität.
- A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung ist für alle Altersgruppen, für Kontaktlinsenträger und für empfindliche Augen geeignet. Das Gel wirkt auch präventiv.
- A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung enthält keine Konservierungsmittel und Phosphate. Die Wirkung basiert auf 100 % natürlichen Inhaltsstoffen.
- A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung beruhigt und lindert gereizte und müde Augen.
- A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung ist nach Augenoperationen zur Unterstützung der Wundheilung zugelassen.

### Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie überempfindlich gegen Ectoin<sup>®</sup> oder einen der anderen Inhaltsstoffe sind.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn eine allergische Reaktion auftritt. Sie sollten die Anwendung von A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung dann sofort beenden.
- Bei Beschädigung des Produkts nicht verwenden.
- Aus hygienischen Gründen darf jedes Gel nur von einer Person verwendet werden. Nach Öffnung ist das Produkt noch 3 Monate haltbar. Außerhalb der Reichweite und Sichtweite von Kindern aufbewahren.
- Bitte beachten Sie, dass Ihr Sehvermögen nach der Anwendung von A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung vorübergehend beeinträchtigt sein kann. In diesem Fall darf kein Fahrzeug gefahren und keine Maschine betrieben werden. Es wird daher empfohlen, zu warten, bis die normale Sehschärfe zurückgekehrt ist.

### Was müssen Sie wissen, bevor Sie A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung anwenden?

Es liegen keine Daten über Wechselwirkungen zwischen A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung und anderen Augentropfen oder -salben vor. Daher wird die Anwendung von A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung mit anderen ophthalmologischen Produkten nicht empfohlen.

### Wie wenden Sie A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung an?

Wenden Sie A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung vor Gebrauch immer gemäß dieser Gebrauchsanweisung an. Es empfiehlt sich, bei Zweifel Ihren Arzt oder Apotheker zu fragen.

Wenden Sie 1-2 Tropfen pro Auge an, *mehrmals täglich oder nachts*, sofern nicht anders empfohlen.

Kinder unter 2 Jahren sollten nicht mehr als 7 Anwendungen (1-2 Tropfen pro Auge) pro Tag erhalten. Für Personen, die älter als 2 Jahre sind, gibt es keine Dosisbeschränkung. Bei Bedarf kann A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung mehrmals jede Stunde angewendet werden. Kinder bis 10 Jahre und Personen, die das Gel nicht ohne Hilfe anwenden können, sollten bei der Anwendung von einem Erwachsenen unterstützt werden.

1. Entfernen Sie, vor der ersten Anwendung von A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung, das Schutzsiegel vom Flakon
2. Es wird empfohlen, sich vor der Anwendung von A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung die Hände zu waschen.
3. Entfernen Sie die Schutzkappe und vermeiden Sie, die freiliegende Kappe zu berühren.
4. Neigen Sie den Kopf leicht nach hinten.
5. Halten Sie den Flakon kopfüber in einer Hand, zwischen Daumen und Zeigefinger oder Mittelfinger. Halten Sie die Flasche so senkrecht wie möglich.
6. Öffnen Sie das Auge sanft mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand oder ziehen Sie das untere Augenlid vorsichtig nach unten, sodass sich eine Tasche bildet.
7. Halten Sie die Spitze des Flakons nah an Ihr unteres Augenlid, ohne dass sie Ihr Auge berührt.
8. Lassen Sie einen Tropfen in die geformte Tasche zwischen Auge und Augenlid fallen, indem Sie den Flakon leicht zusammendrücken.
9. Schließen Sie das Auge langsam, so dass sich die Flüssigkeit gleichmäßig auf der Oberfläche des Auges verteilen kann.
10. Wiederholen Sie den Vorgang für das andere Auge.
11. Setzen Sie die Kappe nach jeder Anwendung von A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung sorgfältig wieder auf.

**Anwendung während der Schwangerschaft oder Stillzeit**  
Bei vorschriftsmäßiger Anwendung dieses Gels gibt es keine Hinweise auf ein besonderes Risiko während der Schwangerschaft und Stillzeit.

### Eventuelle Nebenwirkungen

Dieses Produkt ist bei vorschriftsmäßiger Anwendung gut verträglich. Bisher sind keine wiederkehrenden oder anhaltenden Nebenwirkungen bekannt.

In einigen Fällen kann A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung kurzzeitige Augenreizungen, Rötungen oder Bindehautentzündungen verursachen.

Wenn Sie nach der Anwendung dieses Medizinprodukt Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder A.Vogel N.V. Kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, sollten die Beschwerden anhalten oder zunehmen.

### Zutaten

Ectoin<sup>®</sup>, Hydroxyethylcellulose, Natriumchlorid, Wasser, Citratpuffer.

### Aufbewahrung

Das Verfalldatum von A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung ist auf der Verpackung und auf dem Flakon angegeben. Nach dem Verfalldatum nicht mehr verwenden. Zwischen 2 °C - 25 °C lagern.

### Packungsgröße

A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung ist in einer Verpackung von 10 ml erhältlich.

### Umweltschutz

A.Vogel strebt nach einer möglichst geringen Umweltbelastung. Darum verwenden wir möglichst umweltfreundliche hergestellte Verpackungsmaterialien. Diese Materialien haben bei Verbrennung keine schädliche Wirkung auf die Umwelt oder können wiederverwertet werden.



### Tipps

- Verwenden Sie so viel natürliches Licht wie möglich. Arbeiten Sie nicht längere Zeit an einem Computerbildschirm. Sie können dies vermeiden, indem Sie regelmässig Pausen einlegen.
- Tragen Sie Kontaktlinsen nicht länger als vom Hersteller empfohlen.
- Schützen Sie Ihre Augen mit einer Sonnenbrille vor blendendem Licht.
- Öffnen Sie eher das Fenster als die Klimaanlage einzuschalten.
- Sehen Sie nicht zu viel fern.

### Persönliche Empfehlung

Wir alle wissen, dass ein gesundes Leben auf einer gesunden und abwechslungsreichen Ernährung, genügend Bewegung und einem ausreichenden Wechsel zwischen Arbeit und Entspannung beruht. Bei Bedarf kann A.Vogel Ihnen mit einem natürlichen Gesundheitsprodukt helfen um die sich selbst regenerierende Kraft Ihres Körpers zu stärken. Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen oder persönliche Ratschläge. Surfen Sie zu [www.avogel.be](http://www.avogel.be), senden Sie eine E-Mail an [info@avogel.be](mailto:info@avogel.be) oder kontaktieren Sie unsere Berater telefonisch unter +32 (0) 13 35 89 40.

A.Vogel Augengel Extra Befeuchtung ist ein Medizinprodukt.

## Inhalt 10 ml

### Hersteller:

bitop AG  
Stockumer Str. 28,  
58453 Witten, Deutschland

### Verteiler Belgien

A.Vogel N.V.  
Bosstraat 54, B-3560 Lummen  
Tel: +32(0) 13 35 89 40  
E-Mail: [info@avogel.be](mailto:info@avogel.be)  
[www.avogel.be](http://www.avogel.be)

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt im Juli 2021 überarbeitet.



Fabrikant / Fabricant / Hersteller



CE-symbol met notifiedbodynummer / Symbole CE avec numéro d'organisme notifié / CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle



Gebruiksaanwijzing lezen / Lire les instructions d'utilisation / Informationsbeilage beachten



Voor gebruik gebruiksaanwijzing lezen / Lire la notice avant utilisation / Gebrauchsanweisung beachten



Lotnummer / Code de lot / Chargenbezeichnung



Te gebruiken tot / Date limite d'utilisation / Verwendbar bis



Het product is steriel door aseptische filtratie / Le produit est stérilisé par filtration aseptique / Das Produkt ist steril durch aseptische Abfüllung steril



Temperatuurgrenzen / Limite de température / Temperaturbegrenzung



Niet gebruiken als het product beschadigd of doorboord is / Ne pas utiliser si le produit est endommagé ou percé / Bei Beschädigung oder Löcherung des Produkts nicht verwenden.