

MEDELA KOLFWIJZER



Freestyle™



SwingMaxi™



Swing™



Harmony™



Symphony™ (alleen te huur)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Medela 2-Phase Expression technologie ¹	•	•	•	•	•
PLUS Initiatietechnologie ¹					•
Optimaal kolfrim bij gekozen vacuüm ¹	•	•	•		•
Dubbelzijdig afkolven: meer melk met hogere voedingswaarde, in de helft van de tijd ¹	•	•			•
Enkelzijdig afkolven	•	•	•	•	•
Oplaadbare lithium ion accu	•				
Te gebruiken op batterijen (niet meegeleverd)		• (6 x AAA)	• (4 x AA)		
Digitaal display	•				•
Persoonlijke geheugenfunctie	•				

ACCESSOIRES

Afkolfsset(s)	• (2)	• (2)	• (1)	• (1)	los aan te schaffen
Kolftas	•				
Moedermelkflesjes incl afsluitdeksel	• (4)	• (2)	• (1)	• (1)	in afkolfsset
Flesstandaard	• (2)	• (2)	• (1)	• (1)	
Geschikt voor meerdere maten Medela PersonalFit	•	•	•	•	•
borstschilden ² Koeltasje met gevormd koelelement	•				
Calma - veilig en makkelijk combineren van borst en fles ^{1,3}	•	•	•	afhankelijk van versie	

UW SITUATIE - ONZE AANBEVELING

	*** = best geschikt ** = geschikt * = eventueel geschikt			
Borstvoeding is goed op gang, moeder heeft geen problemen met haar melkproductie en de baby drinkt goed en regelmatig aan de borst.	***	***	**	**
Borstvoedingsuitdagingen voor moeder of baby, moeder heeft hulp nodig bij het op gang brengen, opbouwen of in stand houden van de melkproductie.				***
De borstvoeding is goed op gang, moeder is afhankelijk van een borstkolf voor de borstvoeding.	***	**	*	***

¹ Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

² Gebruik van juiste maat borstschild is essentieel. Kijk op medela.nl/juistemaat

³ Ontwikkeld voor afgekolfde moedermelk