

Seulement 4 étapes simples pour réaliser un test.

Pas de bandelette individuelle ou de lancette à manipuler ou à éliminer, ce qui vous permet de mesurer votre glycémie en seulement 4 étapes simples:



1. Ouvrir.



2. Piquer.



3. Mesurer.



4. Refermer.



Le nouveau système sans bandelette Accu-Chek Mobile facilite la mesure de la glycémie, pratiquement n'importe quand et n'importe où.

Le système intelligent pour une mesure plus simple de la glycémie.

- Sans bandelettes: 50 tests sur un ruban continu.
- Tout-en-un: un système sans bandelettes avec un autopiqueur Accu-Chek® FastClix intégré.
- Facile: mesurez votre glycémie en seulement 4 étapes simples.
- Aide à atteindre votre objectif glycémique: il est cliniquement prouvé que le système Accu-Chek® Mobile aide à réduire l'HbA1c.²



Surfez sur www.accu-chek.be



Achetez facilement vos produits en ligne www.mydiabetescare.be



Appelez l'Accu-Chek® Service **0800 93 626**



Suivez nous sur Facebook www.facebook.com/accucheke



Regardez les vidéos sur www.youtube.com/AccuChekBelgium



STRIP-FREE TECHNOLOGY

¹ Baumstark et al.: System accuracy and user performance evaluation of an improved system for self-monitoring of blood glucose, Journal of Diabetes Science and Technology; [Epub ahead of print], Nov 2017

² Maran A, Tschoepe D, et al. J Clin Transl Endocrinol. 2014; 1 (4).

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE, CLIXMOTION et FASTCLIX sont des marques déposées de Roche. © 2018 Roche Diagnostics

Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Schaarbeeklei 198
1800 VILVOORDE



ACCU-CHEK®

Sans bandelette, simple et intelligent.



ACCU-CHEK®

Le suivi simple de votre glycémie.

Le système Accu-Chek® Mobile est un système tout-en-un sans bandelettes avec un autopiqueur Accu-Chek® FastClix intégré. Il rend la mesure de la glycémie facile et rapide, spécialement pour les personnes utilisant de l'insuline.



Lecteur

Rend la mesure plus facile, pratiquement n'importe quand et n'importe où.

Mesurer sans bandelette rend le suivi de la glycémie plus facile. Grâce à la cassette-test il n'y a pas de bandelette individuelle à manipuler ou à éliminer, ce qui vous permet de mesurer votre glycémie plus facilement pratiquement n'importe quand et n'importe où.



CASSETTE-TEST AMÉLIORÉE

Cassette-test

- 50 tests sur un ruban continu
- Le ruban avance automatiquement au prochain test
- Application d'une goutte de sang facile grâce aux butées
- Répond à toutes les exigences des normes ISO 15197:2013 et offre également une meilleure précision¹

Cassette-test

Plus facile à piquer avec l'autopiqueur qui ne demande qu'un seul clic.

Avec l'autopiqueur intégré, Accu-Chek® FastClix, vous avez sous la main tout de ce dont vous avez besoin.

Lavez-vous les mains à l'eau chaude avant de vous piquer. Ça aide à obtenir une goutte de sang bien formée.



Autopiqueur Accu-Chek FastClix

- La piqûre simple grâce à 1 clic pour armer et piquer
- 6 lancettes dans une cartouche – aucune manipulation de lancette
- Technologie Clixmotion® – pratiquement indolore

Cartouche de lancettes